

TUTORIAL SETUP MOBILE-APP

Android & IOS



CV. Piranti Indonesia

Sunrise Garden @Bukit Putra Blok D1 no.10,

Cipeucang, Cileungsi, Kab.Bogor

Phone : 021-29478270

<http://www.iconix.id>

<http://www.piranti-indonesia.co.id>

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	3
I. SETTING UMUM	4
A. Setup Mobile App	4
B. Banner Slider	5
C. Setup Store	7
D. Link & QR Code	8
E. Setting foto treatment	9
F. Setting tambah foto produk	11
II. Appointment Pasien	13
III. Konsultasi Online	14

PENDAHULUAN

Terimakasih Anda telah menggunakan produk ICONIX System. Software aplikasi Sistem Informasi Manajemen **KLINIK KECANTIKAN** ini dirancang untuk mempermudah pekerjaan di masing-masing unit kerja klinik, sehingga menjadi satu satuan kerja yang utuh dan terintegrasi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya tanpa mengorbankan unsur kerahasiaan di masing-masing unit kerja yang ada.


Pada aplikasi android/ios sudah terintegrasi antara bagian system pelayanan iconix dengan aplikasi android/ios untuk pasien yang mana fitur-fiturnya sebagai berikut : Konsultasi online, order produk langsung dari aplikasi, melihat daftar harga produk&treatment, membuat jadwal appointment dengan dokter, memberi rate atau review pelayanan klinik.

Agar Aplikasi mobile App bisa berjalan dengan baik sudah tersedia modul setup mobile app, setup store, setting foto treatment & produk, konfirmasi appointment dari aplikasi mobile dan sampai proses konsultasi online.

Panduan ringkas ini semoga bisa membantu anda dalam memahami dan menguasai cara pemakaian mobile apps. Kami berusaha untuk membuat panduan ini jelas dan mudah dipahami, menu per menu yang ada pada software aplikasi ini, agar mempermudah Anda mempraktekannya dengan baik.

I. SETTING UMUM

Pertama yang harus anda lakukan klik menu administrasi lalu klik setting umum langsung saja bagian paling bawah klik Setup Mobile Apps



a. Setup Mobile App

Untuk men-setting Aplikasi Android, klik menu **Administrasi** => **Setting Umum** => **Setup Mobile Apps**. Maka akan tampil form isian sebagai berikut:



Keterangan :


- 1) Gunanya untuk menampilkan banner di aplikasi mobile apps
- 2) Setup Store gunanya untuk setting pemesanan online tiap cabang
- 3) Link & QR Code gunanya untuk memudahkan pencarian aplikasi yang mau kita download dengan menscan barcode yang akan secara otomatis mencari aplikasi klinik dan setelah mendapatkan linknya, klik instal aplikasi.

b. Banner Slider

Banner Slider untuk input desain banner tampilan di aplikasi android maksimal 4 slide gambar dengan ukuran banner 500x300, untuk tipe filenya jpeg, jpg, png.


Untuk mengakses menu tersebut, klik Menu **Administrasi > Setting Umum > Setup Mobile Apps > Banner Slider.**

Untuk tampilan banner slider seperti di bawah ini



Keterangan :

1. Terdapat 4 gambar banner yang dapat di upload ke sistem
2. Tombol yang di gunakan untuk mengambil gambar banner yang sudah di siapkan di folder penyimpanan
3. Ceklis jika banner akan di tampilkan di mobile app (android dan ios)
4. Klik Simpan Data jika sudah selesai.



c. Setup Store

Pada menu ini digunakan di sistem android/ios pada saat pasien melakukan transaksi pemesanan produk secara online atau pemesanan dari aplikasi android/ios tersebut.

➤ Input Data Pengirim

Setting Pemesanan Online Tiap Cabang

Pilih Cabang 2

Masukan Data Pengiriman 1 Masukkan Data Bank

Dikirim Dari :

Kabupaten / Kota 3

Kecamatan 4

Keterangan:

1. Pilih tab masukan data pengiriman
2. Pilih klinik cabang pengirim barang
3. Tentukan kabupaten/kota pengirim
4. Tentukan lokasi cabang pengirim (kecamatan)
Klik tambahkan untuk proses simpan data

➤ Input Data Bank

Masukan Data Pengiriman Masukkan Data Bank

1- Nama Bank: BCA

1- No. Rekening: 7651123456

1- Nama Pemilik Rekening: Seldi Ronjat

2- Nama Bank: Mandiri

2- No. Rekening: 11223344556678

2- Nama Pemilik Rekening: Erwin

3- Nama Bank:

3- No. Rekening:

3- Nama Pemilik Rekening:

Keterangan:

1. Pilih Tab Masukan Data Bank

2. Input jenis bank, no rekening, input nama pemilik bank klik tambahkan data, untuk proses simpan data

d. Link & QR Code

Berfungsi sebagai link serta scan QR Code untuk mendownload mobile app (untuk kemudahan mempromosikan android/ios ke pasien, salin dan perbanyak QRCode tersebut dengan mencetaknya di spanduk, banner, dan media promosi lainnya, sehingga siapapun yg ingin mendownload aplikasi android/ios tinggal menscan QRCode tersebut di kamera smartphone).

Setting Link & Qr Code


Link & Qr Code Di Bawah Ini Untuk Memudahkan Klinik Mempromosikan Aplikasi Androidnya Ke Pasien.

Print Qr Code

Link Download:


Generate Qr Code

e. Setting foto treatment



Data Treatment

Untuk mensetting foto treatment klik menu **Administrasi** -> **Data Treatment** -> **Data Treatment** lalu akan muncul tampilan gambar yang di bawah ini.



Setting foto treatment digunakan untuk upload foto treatment, yang akan ditampilkan di sistem android atau ios, upload foto treatment sesuai dengan cabang masing-masing, karena di setiap cabang memiliki treatment yang berbeda-beda, setelah kita klik akan muncul gambar yang di bawah ini.

Kode

Nama

Judul


Foto Treatment




Manfaat Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel yang pertama adalah mengatasi jerawat. Lidah buaya memiliki sifat antiinflamasi yang mampu untuk mengatasi peradangan pada jerawat dan juga sifat antibakteri yang dapat membasmi bakteri penyebab jerawat.

Tampilkan di mobile apps ?

- Input Judul treatment tersebut
- Klik ubah foto cari file yang mau di upload
- Isi deskripsi dari treatment tersebut
- Ceklis jika ingin di tampilkan di sistem android/ios
- Klik simpan data, dan secara otomatis akan terupdate ke sistem android




f. Setting tambah foto produk




Data obat/produk/bahan

Untuk mengubah dan menghapus data-data yang telah masuk, klik menu **Administrasi** -> **Data Obat/Produk/Bahan** -> **Data Obat/Produk/Bahan**.



Untuk tombol kamera tambah foto obat : Yaitu untuk upload foto produk yang akan di tampilkan di sistem versi android/ios.

Kode Barang	<input type="text" value="BZAP0003"/>
Nama Barang	<input type="text" value="face wash"/>
Judul	<input type="text" value="face wash"/>
Foto Obat	<div><div data-bbox="846 611 1265 684"><p>setiap hari karena memiliki fungsi utama sebagai sabun pembersih segala kotoran atau sisa make up yang menempel di wajah (namun tidak bersih sepenuhnya). Bagi Anda yang menggunakan make up tebal, pembersihan bisa dibantu dengan make up remover atau menggunakan cleanser</p></div><div data-bbox="613 800 743 825"><input type="button" value="Ubah Foto Obat"/></div></div>
Berat	<input type="text" value="100"/> <input type="text" value="gram"/>

Tampilkan di mobile apps?

- Input judul produk tersebut
- Isi deskripsi dari produk tersebut
- Ambil foto di drive penyimpanan atau komputer
- Input jumlah berat dari produk tersebut
- Ceklis, jika ingin menampilkan di mobileApp android/ios
- Tombol untuk proses Simpan Data

Tampilan di mobileApp (android/ios)



II. APPOINTMENT PASIEN

Menu : **Reepsionis -> Appointment pasien**

PASIENT	DOKTER	MULAI	AKHIR	KETERANGAN	PROSES
A-1900001	AD01 - dr Nurrochmat Muliato, M	29-07-2019 14:00:00	29-07-2019 15:00:00		<input checked="" type="checkbox"/>

Keterangan :

1. Langkah pertama ketika ada notifikasi menandakan ada pasien appointment dari menu resepsionist
2. Langkah kedua untuk melihat kalender jadwal pasien tersebut supaya dengan mudah pasien untuk antrian yang paling awal

3. Ketiga klik tombol konfirmasi apakah dokter siap untuk janji dengan pasien tersebut dengan jam yang sudah di tentukkan dengan pasien
4. Terakhir klik proses tombol warna hijau jika dokter bisa melakukan dengan pasien tersebut maka akan muncul gambar seperti yang di bawah ini

Informasi !!

UBAH KETERANGAN APPOINTMENT

Pasien	A-1900001
Dokter	AD01 - dr Nurrochmat Muliando, M
Tgl Mulai	29-07-2019 14:00:00
Tgl Akhir	29-07-2019 15:00:00

Apakah Appointment Pada Tanggal Tersebut Bisa dilakukan ?

Ya, Bisa Dilakukan Tidak Bisa

Tutup Proses

III. KONSULTASI ONLINE

Menu konsultasi online ini digunakan untuk menerima konsultasi pasien melalui aplikasi mobile app android/ios.

Konsultasi Online

Home > Konsultasi Online

Data Konsultasi Online

SHOW 10 ENTRIES SEARCH:

TGL.	PASIHEN	DOKTER	PROSES
2019-07-29 11:30:55	A-1900001 - FADLI	AD01 - dr Nurrochmat Muliando, M	Jawab Konsultasi
2019-07-29 10:54:12	A-1900001 - FADLI	AD01 - dr Nurrochmat Muliando, M	Jawab Konsultasi

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous **1** Next

Untuk proses jawab, klik tombol jawab konsultasi

Form Jawab Pertanyaan Konsultasi

Konsultasi Online

Photo



Keluhan : selamat pagi dok, ini saya fadli mau nanya kok kenapa muka saya jadi kusam ya

Jawaban

Selamat pagi fadli, kalo begitu silakan datang ke klinik supaya saya lakukan perawatan facial modern

Tutup Kirim Jawaban

Keterangan:

- Photo di ambil dari mobileApp oleh pasien
- Pesan dari pasien
- Input jawaban dari dokter
- Klik kirim jawaban untuk membalas konsultasi pasien

*** TERIMA KASIH TELAH MEMBACA SAMPAI SELESAI ***